



NETZWERK-Globalhealth

Weltweites Ärzte-Netzwerk für Ästhetische Medizin



Medizinisches Material

NETZWERK Bestell-Informationen für Ärzte

Lipolyse-Materialien

| | |
|------------------------------------------|---|
| Spritzenbank (10 Ablagen, Edelstahl) | 2 |
| Skin-Attitude Ultraschall-Handgerät 1Mhz | 2 |
| Medizinal Kondome | 2 |
| Mehrfach-Injektions-Verteiler | 3 |

Spritzen

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Henry Schein® 1 ml, zweiteilig | 4 |
| Braun Omnifix® Solo-Luer, dreiteilig | 4 |
| Braun Omnifix® Solo-Luer-Lock, dreiteilig | 4 |

Spezial-Kanülen & Behandlungsset

| | |
|-----------------------------------------|---|
| meso-relle® - Kanülen | 5 |
| Lipolyse-Behandlungs-Set | 5 |
| MN Magic Needles®, atraumatisch | 6 |
| Pix'l® – Kanülen, atraumatisch | 6 |
| TSK®-Steriglide – Kanülen, atraumatisch | 6 |
| TSK®-Sterinject – Kanülen, atraumatisch | 7 |
| BD Nokor™ Admix Schneidkanüle | 7 |
| Vita-Balance - Verweilkatheter | 7 |

Fäden

| | |
|----------------------------------------------|-------|
| Seralea® - Fäden von Serag-Wiesner | 8-9 |
| Assuflil® - Fäden von Promoitalia | 9 |
| Dr. Perfect V-Line® - Fäden von NEO Dr. Inc. | 10-11 |

Micro-Needling

| | |
|------------------------------------------------|----|
| Speedy – MicroNeedling Roller | 12 |
| Revive MN® von amieamed® | 12 |
| Revive MN® & Exceed® Nadelmodule von amieamed® | 12 |

Weitere Geräte & Zubehör

| | |
|--------------------------------------------------------------|----|
| PRP- Spezialröhrchen von MPBYcellbio | 13 |
| PRP- Behandlungs-Set (Spezialröhrchen + Behandlungsmaterial) | 13 |
| Zentrifuge für PRP | 13 |
| DERMATIC I + Zubehör | 14 |
| Kompressor (wartungsfrei und tragbar) | 14 |
| Dermatic-I Katheter-Set (inkl. Kanüle + Abstandshalter) | 14 |
| Dermatic-I Spritzenadapter | 15 |
| Dermatic-I Verbrauchsmaterial | 15 |
| CryoShape Doppelhohl-Nadel | 15 |
| CryoPro Maxi Stickstoffbehälter mit 6 Düsen | 15 |
| Stickstoffheber (10-35l) für CryoShape | 15 |

LIPOLYSE-MATERIALIEN

NWL-Spritzenablagebank [240-0300]



Spritzenablagebank für 10 Spritzen

- optimiert für die Lipolyse (10 ml Spritzen)
- rostfreier Edelstahl, gebürstet
- autoklavierbar
- Maße: 32,5 x 4,5 x 4,8 cm (L x B x H)
- exklusiv für das NETZWERK produziert

Ultraschall-Handgerät [301-0000]



Skin Attitude - Ultraschall-Handgerät, gepulste 1 MHz

Therapeutisches Ultraschallgerät zur Mikromassage (Haut und Unterhautgewebe) und Teil des Pain- & Sideeffect-Managements (PSM) für die Lipolyse

Lieferumfang

- Skin Attitude - Ultraschall-Handgerät, CE-zertifiziert
- kabellos - hohe Flexibilität im Handling
- Ladestation / inkl. Ladekabel
- ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch)

Das Skin Attitude Gel und weitere PSM-Artikel finden Sie im Katalog „Mixturen und Substanzen“ auf den Seiten 2-3!

Medizinal-Kondome [301-0001]




Medizinal-Kondome (unsteril) für das Skin Attitude - Ultraschall-Handgerät

- zum Patientenschutz
- zum Eigen- und Geräteschutz
- 28 mm x 200 mm
- hohe Reißfestigkeit und Dehnbarkeit bis zu 650%

VPE 25 Stück

Mehrfach-Injektions-Verteiler

Gerade 3 – meso-relle® [220-0103]



meso-relle® Mehrfach-Injektions-Verteiler, **gerade** Bauform mit 3 Ausgängen, für die Anwendung in der Lipolyse und Mesotherapie

Reduktion der Behandlungszeit um mehr als 50%!

- die Mittenabstände entsprechen dem Lipolyse-Behandlungsprotokoll (1,5 cm)
- 3x Luer-Konus
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE-zertifiziert
- exklusiver Deutschlandvertrieb durch das NEZTWERK

VPE 50 Stück

Gerade 5 – meso-relle® [220-0105]



meso-relle® Mehrfach-Injektions-Verteiler, **gerade** Bauform mit 5 Ausgängen für die Anwendung bei der Lipolyse und der Mesotherapie

Reduktion der Behandlungszeit um mehr als 50%!

- die Mittenabstände entsprechen dem Lipolyse-Behandlungsprotokoll (1,5 cm)
- 5x Luer-Konus
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE-zertifiziert
- exklusiver Deutschlandvertrieb durch das NEZTWERK

VPE 50 Stück

Runde 5 – meso-relle® [220-0205]



meso-relle® Mehrfach-Injektions-Verteiler, **runde** Bauform mit 5 Ausgängen für die Anwendung bei der Lipolyse und der Mesotherapie

Reduktion der Behandlungszeit um mehr als 50%!

- die Mittenabstände entsprechen dem Lipolyse-Behandlungsprotokoll (1,5 cm)
- 5x Luer-Konus
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE-zertifiziert
- exklusiver Deutschlandvertrieb durch das NEZTWERK

VPE 50 Stück

SPRITZEN

Spritzen 1 ml, Luer, 2-teilig [211-0100]



Henry Schein® 1 ml Luerspritze mit Spardorn

- 100er Teilung
- gut ablesbare Graduierung
- kein Substanzverlust durch Verdrängerkolben
- Zylinder aus Polypropylen
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch

VPE 100 Stück

Spritzen Luer, 3-teilig [210-****]



Braun Omnifix® Solo-Luer, 3-teilig

Zum gleichmäßigen Injizieren und Dosieren kleiner Mengen.

- exzentrischer Luer-Konus
- gut ablesbare, wischfeste, schwarze Graduierung
- aus Polypropylen (naturlatexfrei)
- leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring (naturlatexfrei)
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch

3 ml [210-0300]

5 ml [210-0500]

10 ml [210-1000]

VPE 100 Stück

Spritzen Luer-Lock, 3-teilig [502-****]



Braun Omnifix® Solo Luer-Lock

Zum gleichmäßigen Injizieren und Dosieren kleiner Mengen.

- zentrischer Luer-Lock-Konus
- verwendbar u.a. für die Dermatic-I

Sonstige Ausführung wie bei Braun Omnifix® Solo-Luer.

VPE 25 St.

• Luer – 3 ml [502-0328]

• Luer – 5 ml [502-0325]

• Luer – 10 ml [502-0322]

VPE 100 Stück


• Luer – 3 ml [502-0327]

• Luer – 5 ml [502-0324]

• Luer – 10 ml [502-0321]

Spezial-Kanülen & Behandlungsset

Injektionskanülen mesorelle® [201-****]



Hypodermische Spezial-Kanülen

- Dünnwand-Kanüle, aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl
- extrem glatte Oberfläche d. feinste Silikonbeschichtung
- 5-fach Spezial-Facetten-Langschliff, für schmerzarme Punktion
- Farbcodierung nach ISO 6009
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE-zertifiziert

VPE 100 Stück

| | | |
|------------------|-------|------------|
| 27 G - 0,40 mm x | 4 mm | [201-2704] |
| 27 G - 0,40 mm x | 6 mm | [201-2706] |
| 27 G - 0,40 mm x | 12 mm | [201-2712] |
| 30 G - 0,30 mm x | 4 mm | [201-3004] |
| 30 G - 0,30 mm x | 6 mm | [201-3006] |
| 30 G - 0,30 mm x | 12 mm | [201-3012] |
| 31 G - 0,26 mm x | 4 mm | [201-3104] |
| 31 G - 0,26 mm x | 6 mm | [201-3106] |
| 31 G - 0,26 mm x | 12 mm | [201-3112] |
| 31 G - 0,26 mm x | 25 mm | [201-3125] |
| 32 G - 0,23 mm x | 4 mm | [201-3204] |
| 32 G - 0,23 mm x | 6 mm | [201-3206] |
| 32 G - 0,23 mm x | 12 mm | [201-3212] |
| 33 G - 0,20 mm x | 4 mm | [201-3304] |
| 33 G - 0,20 mm x | 12 mm | [201-3312] |

Lipolyse-5er-Behandlungs-Set [290-0500]

Lipolysematerial für Gesichts- und Körperbehandlungen (inkl. Wechselkanülen) für 5 Lipolyse-Maximal-Behandlungen

Jedes der 5 Behandlungs-Sets enthält:

- 1 x Mehrfach-Injektions-Verteiler (bitte wählen Sie)
- 10 x mesorelle®-Kanülen – 30G x 12 mm
- 10 x mesorelle®-Kanülen – 27G x 12 mm
- 3 x mesorelle®-Kanülen – 30G x 6 mm
- 2 x Braun Omnifix® Solo-Luer - 10 ml Spritzen
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch

Atraumatische, stumpfe Kanülen

MN[®] Magic Needles [204-****]



Atraumatische/stumpfe Kanüle für dermale Filler

- besonders flexibel – optimiert für tiefe, subdermale Areale
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE-zertifiziert

VPE 20 Stück

| | |
|---------------------|------------|
| 22 G x 0,70 x 57 mm | [204-2257] |
| 25 G x 0,50 x 40 mm | [204-2540] |
| 25 G x 0,50 x 50 mm | [204-2550] |
| 27 G x 0,40 x 37 mm | [204-2737] |
| 30 G x 0,30 x 27 mm | [204-3027] |

Pix^l[®] - Microcannulas [205-****]



Atraumatische, stumpfe Kanüle für dermale Filler

- höchst flexibel – bewährt u. a. bei Restylane-Fillern
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE-zertifiziert

VPE 5 Stück

| | |
|--------------------|------------|
| 23 G - 0,6 x 50 mm | [205-9235] |
| 25 G - 0,5 x 40 mm | [205-9254] |
| 27 G - 0,4 x 40 mm | [205-9274] |

STERIGLIDE[®] von TSK[®] [202-****]



Atraumatische, stumpfe Kanüle für dermale Filler

- extra dünnwandige Ausführung (UTW)
- 50% besseres Gleiten
- Seitenöffnung ist sehr spitzennah
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE-zertifiziert

VPE 20 Stück

| | |
|--------------|------------|
| 22 G x 50 mm | [202-2251] |
| 25 G x 38 mm | [202-2531] |
| 25 G x 50 mm | [202-2551] |
| 27 G x 38 mm | [202-2731] |
| 27 G x 50 mm | [202-2751] |
| 30 G x 25 mm | [202-3021] |

Kanülen & Verweilkatheter

STERIJECT® von TSK® [202-****]



Atraumatische, stumpfe Kanüle für dermale Filler

- extra dünnwandige Ausführung (UTW)
- lasergeschnittene Seitenöffnung
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE-zertifiziert

VPE 5 Stück

| | |
|--------------|------------|
| 22 G x 50 mm | [202-2250] |
| 25 G x 38 mm | [202-2538] |
| 27 G x 38 mm | [202-2738] |
| 30 G x 25 mm | [202-3025] |

BD Nokor™ Admix [203-****]



Schneid-Kanülen

- Skalpellspitze mit seitlicher Öffnung
- 3-facher Facettenschliff für schmerzarme Punktion
- Oberfläche Ultraschall behandelt & Silikonbeschichtet; Latex- & PVC-frei
- CE zertifiziert
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch

VPE 10 Stück

| | |
|---------------------|------------|
| 16 G x 1,70 x 25 mm | [203-1601] |
| 18 G x 1,20 x 40 mm | [203-1801] |

VPE 100 Stück

| | |
|---------------------|------------|
| 16 G x 1,70 x 25 mm | [203-1610] |
| 18 G x 1,20 x 40 mm | [203-1810] |

Vita-Balance-Verweilkatheter [205-2225]



Vita-Balance-Verweilkatheter

BD Venflon G22 blau - 0,8 x 25mm

- aus Polyurethan (BD Vialon) zur Vermeidung von Venenirritationen
- Edelstahlkanüle mit Hinterschliff
- hohe Knickbeständigkeit und Antithrombogenität
- hohe Biokompatibilität
- dünnwandig für hohe Durchflussraten (max. 42ml/Min.)
- flexible Flügel zur sicheren Fixierung
- hohe Röntgenkontrastfähigkeit
- Zuspritzventil mit Schnappverschluss
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE zertifiziert

VPE 50 Stück

Fadenlifting - seralea®

Seralea-Fäden bestehen aus Polydioxanon (PDO). Sie bauen sich nach 6 Monaten ab. Serag-Wiessner ist seit mehr als 30 Jahren einer der führenden Hersteller von Nahtmaterial. Die PDO Qualität der gelieferten Fäden kann als herausragend bezeichnet werden, die Behandlungsergebnisse sind lang anhaltend. Seralea ist zudem sehr innovativ und erweitert seine Fadenpalette kontinuierlich. Der höhere Preis der Fäden wird dadurch ausgeglichen, dass die Boxen wiederverschließbar sind und die Fäden eines Kits nicht sofort verbraucht werden müssen.

Seralea® - MONO-Fäden von Serag-Wiesner [207-****]



mono Fäden

BASIC.PDO

Der MONO-Faden besteht aus einem einzigen Filament. Er induziert auf mechanische Weise als Filler eine Straffung in den tiefen Schichten des subkutanen Gewebes und regt Fibroblasten zur natürlichen Neokollagenese an.

| | | |
|-----------------------------|--------|------------|
| 31G x 25 mm (Thread: 30 mm) | 2 x 25 | [207-1312] |
| 29G x 40 mm (Thread: 50 mm) | 2 x 25 | [207-1294] |
| 27G x 60 mm (Thread: 90 mm) | 2 x 25 | [207-1276] |

Seralea® - BARB-Fäden by Serag-Wiesner [207-****]



barb Fäden

Als BARB werden Fäden mit Widerhaken bezeichnet, mit denen ein mechanisches Lifting ermöglicht wird.

BI.PDO

Dieser Faden besitzt eine Reihe bi-direktional angeordneter Widerhaken, die für einen deutlichen Straffungseffekt sorgen.

| | | |
|------------------------------|--------|------------|
| 23G x 60 mm (Thread: 108 mm) | 2 x 12 | [207-4236] |
| 21G x 60 mm (Thread: 108 mm) | 2 x 12 | [207-4216] |
| 21G x 90 mm (Thread: 148 mm) | 2 x 12 | [207-4219] |

3D.PDO

| | | |
|------------------------------|--------|------------|
| 21G x 60 mm (Thread: 108 mm) | 2 x 12 | [207-5216] |
| 21G x 90 mm (Thread: 148 mm) | 2 x 12 | [207-5219] |

FCN.PDO

Einen stärkeren Straffungseffekt erreicht man mit dieser Variante, bei der die Widerhaken in zwei gegenüberliegenden Reihen angeordnet sind.

| | | |
|------------------------------|--------|------------|
| 19G x 90 mm (Thread: 148 mm) | 2 x 12 | [207-6199] |
|------------------------------|--------|------------|

FORTE.PDO

Bei diesem spritzgegossenem Material sind die Widerhaken am stärksten ausgeprägt mit entsprechendem Straffungseffekt und noch stärkerer Haltekraft.

| | | |
|-------------------------------|-------|------------|
| 18G x 100 mm (Thread: 185 mm) | 2 x 8 | [207-7181] |
|-------------------------------|-------|------------|

Fadenlifting - Dr. Perfect V-Line

Der koreanische Hersteller *Dr. Perfect* bietet bei guter Qualität moderate Preise.

Das Netzwerk hat sich für diese Produkte entschieden, weil der Hersteller neben den Fäden, die von vielen Herstellern zu beziehen sind, zusätzlich ganz neue Fäden entwickelt hat, die neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen, wie etwa den *Multi-Thread* oder die *Cavern* genannte Serie von Fäden.

Zur Optimierung der Arbeit mit den Fäden erhält jeder Kunde eine kostenlose Thread-Station bei der Erstbestellung dazu. Dies ist ein Block mit 30 Bohrungen der 30 Nadeln aufzunehmen kann.

Mit dem Schnellöffnungsmechanismus lassen sich die Fäden ganz leicht aus der Kappe nehmen.

Die folgenden Fäden von Dr. Perfect V-Line können über uns bestellt werden und sind in der Regel kurzfristig lieferbar:

Dr. Perfect V-Line® - MONO-Fäden [208-****]



| | | |
|---------------|--------------------------------------------|------------|
| 30G x 25,4 mm | (Fadenlänge: 30 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-1303] |
| 30G x 38 mm | (Fadenlänge: 50 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-1305] |
| 29G x 25,4 mm | (Fadenlänge: 30 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-1293] |
| 29G x 38 mm | (Fadenlänge: 50 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-1295] |
| 29G x 50 mm | (Fadenlänge: 70 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-1297] |
| 29G x 60 mm | (Fadenlänge: 90 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-1299] |
| 27G x 50 mm | (Fadenlänge: 70 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-1277] |
| 26G x 90 mm | (Fadenlänge: 150 mm; USP-Fadenstärke: 5-0) | [208-1261] |

VPE: 20 Stück


Dr. Perfect V-Line® - DOUBLE MONO-Fäden [208-****]



| | | |
|---------------|----------------------------------------------|------------|
| 29G x 25,4 mm | (Fadenlänge: 30 mm; USP-Fadenstärke: 7-0 x2) | [208-2293] |
| 29G x 50 mm | (Fadenlänge: 70 mm; USP-Fadenstärke: 7-0 x2) | [208-2297] |
| 29G x 60 mm | (Fadenlänge: 90 mm; USP-Fadenstärke: 7-0 x2) | [208-2299] |
| 27G x 60 mm | (Fadenlänge: 90 mm; USP-Fadenstärke: 7-0 x2) | [208-2279] |

VPE: 20 Stück

Dr. Perfect V-Line® - SCREW-Fäden [208-****]




| | | |
|-------------|-------------------------------------------|------------|
| 29G x 38 mm | (Fadenlänge: 50 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-3295] |
| 29G x 50 mm | (Fadenlänge: 70 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-3297] |
| 27G x 50 mm | (Fadenlänge: 70 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-3277] |

VPE: 20 Stück

Fadenlifting - Dr. Perfect V-Line

Dr. Perfect V-Line® - COG-Fäden [208-****]



| | | |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Combi: 23G x 60 mm | (Fadenlänge: 150 mm; USP-Fadenstärke: 3-0) | [208-4231] |
| Bi: 23G x 60 mm | (Fadenlänge: 121 mm; USP-Fadenstärke: 3-0) | [208-4232] |
| 4D Kanüle: 21G x 90 mm | (Fadenlänge: 143 mm; USP-Fadenstärke: 2-0) | [208-4211] |
| 4D Kanüle: 19G x 100 mm | (Fadenlänge: 153 mm; USP-Fadenstärke: 2-0) | [208-4191] |

VPE: 10 Stück

Dr. Perfect V-Line® - MULTI-Fäden [208-****]



| | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Kanüle: 23G x 38 mm | (Fadenlänge: 50 mm; USP-Fadenstärke: 5-0 x14) | [208-5235] |
| Kanüle: 23G x 60 mm | (Fadenlänge: 90 mm; USP-Fadenstärke: 5-0 x14) | [208-5239] |

VPE: 10 Stück

Dr. Perfect V-Line® - CAVERN-Fäden [208-****]




| | | |
|---------------------|-------------------------------------------|------------|
| 29G x 50 mm | (Fadenlänge: 20 mm; USP-Fadenstärke: 6-0) | [208-6292] |
| 27G x 50 mm | (Fadenlänge: 20 mm; USP-Fadenstärke: 5-0) | [208-6272] |
| Kanüle: 23G x 60 mm | (Fadenlänge: 20 mm; USP-Fadenstärke: 4-0) | [208-6232] |
| Kanüle: 23G x 60 mm | (Fadenlänge: 30 mm; USP-Fadenstärke: 4-0) | [208-6233] |
| Kanüle: 21G x 60 mm | (Fadenlänge: 25 mm; USP-Fadenstärke: 4-0) | [208-6212] |

VPE: 10 Stück

Weitere Fäden der Firma sind auf Anfrage erhältlich. Diese dauern bis Auslieferung jedoch ca. 2 Monate.

Micro-Needling

SPEEDY-Nadelroller - Griff & Rollerkopf [501-****]



- 400 Nadeln
- hochwertiger medizinischer Edelstahl
- feststehender Kopf
- ergonomisch geformt
- sterilisiert einzeln verpackt
- CE zertifiziert

MR Breite Ausführung (400 Nadeln in 10 Reihen)

- MR 050 Nadellänge: 0,50 mm [501-I105]
- MR 100 Nadellänge: 1,00 mm [501-I110]
- MR 150 Nadellänge: 1,50 mm [501-I115]
- MR 200 Nadellänge: 2,00 mm [501-I120]

Revive MN[®] von amia med[®] [501-0500]



Elegantes, leises Tischgerät für das Micro Needling.

- ergonomisch geformtes Handstück
- starker Elektromotor
- Performance von 50 bis 150 Zyklen pro Sekunde
- Nadellängen von 0,1-1,5mm variabel einstellbar

Lieferumfang

- Steuereinheit
- Handstück mit Kabel
- Netzteil
- Gerätehalter
- Fußschalter

Revive MN[®] / Exeed[®] Nadelmodule [501-****]



Nadelmodul (6 Micronadeln)

- feine Micronadeln aus medizinischen Edelstahl
- Nadellänge: von 0,1 – 1,5 mm einstellbar
- Nadelköpfe mit Gelenk, für bessere Gleiteigenschaften
- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch

für das Revive MN-Gerät [501-0501]

für das Exceed-Gerät [501-0502]

VPE 8 Stück

PRP - Platelet Rich Plasma Therapie

PRP-Röhrchen (Spezial-Zentrifugenröhrchen) von MPB Ycellbio [506-0001]



Biostimulation zur Faltenbehandlung, Hautverjüngung und gegen Haar- ausfall durch thrombozytenreiches Blutplasma, in nahezu jeder gängigen Zentrifuge einsetzbar.

- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE zertifiziert

VPE 1 Stk.

5er PRP-Behandlungs-Set [506-0004]

Das praktische Behandlungs-Set enthält die „Hardware“ für 5 komplette Behandlungen.

Je Set:

- 1x Spezial-Zentrifugenröhrchen von MPB Ycellbio
- 1x 20 ml Spritze
- 4x 3 ml Spritze
- 1x Butterfly
- 4x 20 G Aufziehkanülen
- einzeln, steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch

VPE 5 Sets

Zentrifuge für PRP [506-0002]



Low Speed Zentrifuge

(Beispielbild)

Haben Sie Interesse an einer Zentrifuge für das PRP?
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter!

GERÄTE & ZUBEHÖR

DERMATIC 1 – für Mesotherapie und PRP [502-0102]



- leise, pneumatische Injektionspistole mit zuverlässiger Kompressortechnologie
- ein Vakuumdruck von 4 – 5,5 bar bringt nicht nur viskose Substanzen (zB. PRP oder Hyaluronsäure) besser in die Haut ein, sondern ermöglicht eine sehr schnelle Taktung im automatischen, sowie im manuellen Modus
- schmerzarme Punktion, da sich nur die Kanüle bewegt, nicht die Spritze
- sehr wenig Materialverlust durch zusätzlichen Klemmechanismus für die Katheter
- Injektionstiefe & -menge sind stufenlos regulierbar (0,5 mm - 12 mm Injektionstiefe)
- einfache und sichere Bedienung im manuellen, sowie im automatischen Injektionsmodus
- stabile Aluminiumausführung (nur 1,2 Kg!)
- CE-zertifiziert

Lieferumfang:

- 1x Dermatic-I Injektionspistole
- 1x tragbarer Kompressor
- 1x Netzteil/Ladegerät und Kabel
- 1x Transportkoffer
- 10x 10ml Luer-Lock Spritzen
- 10x Katheter + Kanüle + Abstandshalter
- 1x Spritzenadapter für 10 ml Spritzen
- 1x Spritzenadapter für 5 ml Spritzen
- 1x Gebrauchsanleitung (Film auf USB-Stick)

plus

- NETZWERK-MITGLIEDER ERHALTEN ein Starterset (je 5x 5 ml NWM-MesoLift / NWM-MesoHair und NWM-Hyaluronsäure) kostenlos dazu.

Der Kompressor ist auch einzeln bei uns erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Dermatic Katheter [502-****]



Katheter mit Kanüle 30G x 12 mm montiert
+ Einweg-Abstandshalter


CE zertifiziert

25 Stk. [502-0312]

100 Stk. [502-0311]

Dermatik-Verbrauchsmaterial & CRYOSHAPE®

Dermatic Spritzen-Adapter [502-****]



Adapter zum Gebrauch kleinerer Spritzen

für 1 ml Spritzen [502-0331]

für 5 ml Spritzen [502-0335]

für 10 ml Spritzen [502-0330]

... weiteres Dermatic-Verbrauchsmaterial

**ohne
Abbildung**

- Die PRP-Spezialröhrchen und das Behandlungs-Set finden Sie hier **auf Seite 13**
- Omnifix-Luer-Lock Spritzen (3 ml, 5 ml, 10 ml) finden Sie hier **auf Seite 4**
- Kanülen (zb. 30G + 31G x 12 mm) finden Sie hier **auf Seite 5**
- NWM Mesotherapie Ready-Made-Mixturen und Artikel aus dem Pain- & Side-Effect Management finden Sie **im Katalog „Mixturen und Substanzen“ auf den Seiten 2-5!**

CryoShape® CS 1 [503-0100]



Doppelhohl-Nadel 15G

Einmal-Instrument für die intraläsionale Applikation von flüssigem Stickstoff bei -190 Grad Celsius zur Entfernung von Keloiden und hyperthrophen Narben.

- einzeln steril verpackt, für den einmaligen Gebrauch
- CE zertifiziert

Cortex® Stickstoffbehälter [503-0200]



Mit 11PSI Druck ist der Cortex CryoPro Maxi ideal für die Anwendung der CryoShape Behandlung.

- CryoPro Maxi - 11 PSI
- 6 Düsen

CE zertifiziert

Cortex® Stickstoffheber [503-0300]



Stickstoffheber für Füllmengen von 10-30l.

Ideal zur Befüllung der Behälter für die Anwendung der CryoShape Behandlung.

1x Stickstoffheber



GESUCHTES NICHT GEFUNDEN?

Für Informationen zu Werbematerialien und Mixturen/Substanzen nutzen Sie bitte den entsprechenden Katalog.

Falls Sie die von Ihnen gesuchten Produkte nicht in unseren Katalogen finden konnten, kontaktieren Sie uns bitte.

Wenn sie nicht zwischenzeitlich bereits in unser Programm aufgenommen wurden, helfen wir gerne bei der Beschaffung.



VERKAUF

material@network-globalhealth.com

Tel.: +49 (0) 25 08 - 21 59-300

Fax: +49 (0) 25 08 - 21 59-111

MEDIENGESTALTUNG

grafik@network-globalhealth.com

Tel.: +49 (0) 25 08 - 21 59-105

oder Tel.: +49 (0) 25 08 - 21 59-106

Fax: +49 (0) 25 08 - 21 59-111

BUCHHALTUNG

buchhaltung@lichtblick-gmbh.de

Tel.: +49 (0) 25 08 - 21 59-100

Fax: +49 (0) 25 08 - 21 59-111

MITGLIEDER-SUPPORT

support@network-globalhealth.com

Tel.: +49 (0) 25 08 - 21 59-107

Fax: +49 (0) 25 08 - 21 59-111

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Anwendungsbereich

Es gelten – auch im grenzüberschreitenden Verkehr – das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen, soweit keine individuell ausgehandelten Vereinbarungen getroffen werden. Wir widersprechen der Geltung fremder Allgemeiner Geschäftsbedingungen eines Kunden. Unsere Lieferbedingungen gelten für alle – auch weiteren – Bestellungen, die der Kunde bei uns schriftlich, telefonisch oder per E-Mail vornimmt.

Kundenkreis

Wir beliefern ausschließlich Fachkreise.

Preise

Unsere Euro-Preise verstehen sich für das Inland incl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer: Die Preise unserer aktuellen Angebote und die Aktionspreise sind für den angegebenen Gültigkeitszeitraum bindend. Mit dem Erscheinen eines neuen Katalogs verlieren alle Angaben aus einem früheren Katalog ihre Gültigkeit. Wir behalten uns im Einzelfall Preisänderungen gegenüber den Angaben in unserem aktuellen Katalog vor und werden über Veränderungen spätestens auf der Rechnung informieren. Sollte der Kunde die Ware zu dem neuen Preis nicht behalten wollen, wird die originalverpackte und nicht benutzte Ware innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung und telefonischer Absprache mit uns kostenlos beim Kunden durch ein von uns beauftragtes Transportunternehmen abgeholt.

Versandkosten

Wir berechnen pauschale Versandkosten für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Bei Sonderbestellungen (z. B. Dermatic, Zentrifuge, Expresslieferung) und bei Lieferungen in das Ausland werden die tatsächlichen anfallenden Versand- und Verpackungskosten berechnet.

Zahlungsweise

Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ohne Abzüge zu zahlen. Alternativ kann der Kunde uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen. Die Frist für die Vorankündigung (Pre-Notification) wird auf 1 Tag verkürzt. Der Käufer hat für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Kunden, wenn der Kunde die Nichteinlösung oder die Rückbuchung der Lastschrift zu vertreten hat. Im Einzelfall kann die Lieferung gegen Nachnahme oder Vorkasse erfolgen.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Kunden zustehenden Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor. Das gilt auch dann, wenn einzelne Forderungen von uns in laufende Rechnung aufgenommen worden sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen; der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Die Ware darf bis zur voll ständigen Bezahlung ohne unsere schriftliche Zustimmung weder verpfändet noch sicherungsübereignet werden.

Umtausch und Rücknahme

Umtausch und Rücknahme können nur nach vorheriger Absprache mit einem unserer Mitarbeiter im Innendienst erfolgen. Hierzu ist die Angabe der Lieferscheinnummer erforderlich. Die Ware muss originalverpackt, unbenutzt, unbeschädigt und unbeschriftet sein. Grundsätzlich ausgenommen von Umtausch oder Rücknahme sind Reagenzien, Steril-Produkte, Sonderbestellungen (Geräte) und -anfertigungen (z.B. individuelle Werbematerialien).

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Mängelanzeige

Sollte die gelieferte Ware offensichtlich Mängel haben, ist dies innerhalb von drei Werktagen ab Erhalt der Ware zu rügen. Beschädigungen an der Verpackung hat sich der Kunde von dem Transportunternehmen schriftlich bestätigen zu lassen. Andere Mängel sind nach der Entdeckung innerhalb von drei Werktagen zu rügen. Für die Rechtzeitigkeit der Mängelanzeige genügt die Absendung innerhalb der Frist, wenn sie uns später zugeht. Geschieht dies nicht, stehen dem Kunden keine Ansprüche gegen uns wegen dieser Mängel zu.

Zurückbehaltung und Aufrechnung

Dem Kunden steht ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht nur zu, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Das Recht des Kunden zur Leistungsverweigerung bis zur Bewirkung einer Gegenleistung von uns aus demselben Vertrag, bleibt davon unberührt, wenn keine Vorleistungspflicht besteht.

Haftung

Wir haften nicht auf Schadenersatz wegen einer unwesentlichen Pflichtverletzung – gleich aus welchem Rechtsgrund – für entfernte – also nicht typischerweise entstehende – Sach- und Vermögensschäden, die wir lediglich leicht fahrlässig zu vertreten haben.

Verjährung von Mängelansprüchen

Mängelansprüche gegen uns verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht für den Fall schuldhafter Pflichtverletzungen, die zur Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit führen oder für grob fahrlässige Pflichtverletzungen.

Nacherfüllung

Ist die von uns gelieferte Sache mangelhaft und sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet, können wir nach unserer Wahl den Mangel an der gelieferten Sache beseitigen oder gegen Rückgabe der fehlerhaften Sache eine neue mangelfreie Sache liefern.

Fremde Werbeaussagen

Soweit die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes nicht vereinbart ist, gehören Eigenschaften, die aufgrund öffentlicher Äußerungen von Dritten, insbesondere Werbeaussagen, von Herstellern, Importeuren und Werbeagenturen der gekauften Sache zugewiesen werden, nur dann zu ihrer Sollbeschaffenheit, wenn der Kunde nachweist, dass wir diese Äußerung kannten oder hätten kennen müssen und die Äußerung seine Kaufentscheidung beeinflusst hat und wir nicht nachweisen, dass die Äußerung bis Vertragsschluss in gleichwertiger Weise berichtet wurde.

Datenschutz

Wir speichern und verwenden die übermittelten Kundendaten für die Abwicklung der Geschäftsbeziehung, gemäß dem Datenschutzgesetz und gemäß der DSGVO. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt in keinem Fall ohne Einwilligung. Mit der Übermittlung Ihrer Bestellung erklären Sie sich mit der Speicherung Ihrer Daten einverstanden. Der Kunde ist bis auf Widerruf damit einverstanden, Netzwerk spezifische Informationen und Produktinformationen per Telefon, Post oder eMail zu erhalten. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich oder per E-Mail widerrufen.

Unsere vollständige Datenschutzerklärung finden Sie online hier:

<https://www.network-globalhealth.com/datenschutzerklaerung>

Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Drensteinfurt. Gerichtsstand ist Münster.

Stand: November 2018



REGISTER

A

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) | 18-19 |
| Assufil Fäden (Promoitalia) | 9 |
| Atraumatische- / stumpfe Kanülen | 6-7 |

B

| | |
|-----------------|---|
| BD Nokor™ Admix | 7 |
|-----------------|---|

C

| | |
|----------------------------|----|
| CryoPro Maxi | 15 |
| CryoShape Doppelhohl-Nadel | 15 |

D

| | |
|--------------------------|-------|
| DERMATIC I | 14 |
| DERMATIC-Adapter | 15 |
| DERMATIC-Katheter | 14 |
| Dr. Perfect V-Line Fäden | 10-11 |

F

| | |
|----------------------------|------|
| Fäden für das Fadenlifting | 8-11 |
|----------------------------|------|

G

| | |
|----------------------------------|----|
| Gyrozen 406 - Zentrifuge für PRP | 13 |
|----------------------------------|----|

K

| | |
|----------------------------------|-----|
| Kannülen / Nadeln | 5-7 |
| Katheter (Vita-Balance Kur) | 7 |
| Katheter (Meso-Pistole/Dermatic) | 14 |

L

| | |
|------------------------|-----|
| Lipolyse-Materialien | 1-5 |
| LipoPower-Kur Katheter | 7 |
| Luer Spritzen | 4 |
| Luer-Lock Spritzen | 4 |

M

| | |
|-----------------------------------|----|
| Magic Needles | 6 |
| Medizinalkondom | 2 |
| Mehrfach-Injektions-Verteiler | 3 |
| Meso-Pistole | 14 |
| meso-relle® - Mehrfach-Injektoren | 3 |
| meso-relle® - Kanülen | 5 |
| MN® Magic Needles | 6 |
| Multi-Injektor | 3 |

N

| | |
|------------------|-----|
| Nadeln | 5-7 |
| Nadelroller | 12 |
| Needling | 12 |
| NWL-SPRITZENBANK | 2 |

P

| | |
|---------------|------|
| PDO/PCL-Fäden | 8-11 |
| Pix'l Kanülen | 6 |
| PRP-Kit | 13 |

R

| | |
|------------|----|
| Revive MN® | 12 |
|------------|----|

S

| | |
|------------------------------------|-----|
| Seralea Fäden (serag wiesner) | 8-9 |
| Speedy - MicroNeedling Nadelroller | 12 |
| Spritzen | 4 |
| Spritzenbank | 2 |
| Stückstoffheber f. CryoShape | 15 |
| Stumpfe- / Atraumatische Kanülen | 6-7 |

T

| | |
|--------------------------------------|-----|
| TSK® Kannülen (Steriglide/Steriject) | 6-7 |
|--------------------------------------|-----|

U

| | |
|----------------------------|---|
| Ultraschall-Handgerät 1Mhz | 2 |
|----------------------------|---|

Z

| | |
|---------------------------------|-------|
| Zentrifuge | 13 |
| Zubehör (Lipolyse) | 1-5 |
| Zubehör (Meso-Pistole/Dermatic) | 14-15 |
| Zubehör (PRP) | 13 |

Impressum

Herausgeber: Lichtblick GmbH, Mühlenstr. 19, 48317 Drensteinfurt

+49 (0)2508 2159-0 www.lichtblick-gmbh.de

Konzeption: Volker Schrader

Redaktion: V. Schrader, D. Brandl, M. Bachfischer

Bildnachweis: V. Schrader, M. Bachfischer, D. Brandl

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

©2019 Lichtblick GmbH, Drensteinfurt